





- ■耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もアップ。
- ■キャップ内側のシーリングが、斜めになった口のエッジに 密着して液漏れを防止します。深いねじ山で密閉性を高め ています。
- lオートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。<mark>※1</mark>
- |従来のPPボトルには不向きだった、−40℃までの 低温保存が可能になりました。
- |目盛は付いておりません。
- ■本体:PPCO(ポリプロピレン共重合体)
- キャップ:PP(ポリプロピレン)
- ※1.オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に 緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと 瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。





液漏れしにくい キャップ内側のシーリング



A:口内径

B:キャップ付高さ C:キャップ無高さ

D:ボトル外径

ポリプロピレン共重合体について

エチレンとプロピレンの繰返し配列による直鎖状の共重 合体で、両者の特長を併せ持ちます。

プロピレン同様に高温での耐性があり、オートクレーブ による滅菌が可能です。

またポリエチレンの性質から、低温でもある程度の強度 と柔軟性を持っています。

細口

商品コード	区分	容量 (ml)		サイズ	(mm)		参考ケース	価格 (円/個)	
			Α	В	С	D	入数(個)		
93-1201	3●	30	14	61	58	34	100	50	
93-1202	3●	60	14	85	83	39	100	52	
93-1203	3●	125	18	101	98	51	100	70	
93-1204	3●	250	18	133	131	61	100	82	
93-1205	3●	500	21	171	168	73	50	150	
93-1206	3●	1000	27	216	213	91	50	200	

広口

	商品コード	区分	容量 (ml)		サイズ	(mm)		参考ケース	価格 (円/個)
				Α	В	С	D	入数(個)	
	93-1211	3●	30	21	63	60	34	100	50
	93-1212	3●	60	21	86	83	39	100	52
	93-1213	3●	125	28	100	96	51	100	85
	93-1214	3●	250	33	131	127	61	100	88
	93-1215	3●	500	44	168	164	73	50	153
	93-1216	3●	1000	52	199	195	91	50	216

物理的耐性表

1-1-700	使用限界温度	脆化温度	₩.nii ete		LL-ES	気体透過性 ※3			al error structure
材質	(°C)	(°C)	透明度	オートクレーブ ※2	比重	Na	O ₂	CO ₂	- 水吸収率
PP	135	0	半透明	0	0.9	48	240	800	<0.00%
PPCO	121	-4 0	半透明	0	0.9	45	200	650	- <0.02%

- ※2. 121°C 20分 103.4kPa(15psig)
- ※3. 透過率/cc-mil/100in².24hr/atm
- ※無毒性確認済(USP、ASTM基準に基づく)
- ※FDA (適合規格177.1520) 材質は食品添加物修正法CFR21基準を満たす

化学薬品耐性表

材質	弱酸	強酸 ※4	アルコール (脂肪族)	アルデヒド	塩基	エステル	脂肪族 炭化水素	芳香族 炭化水素	ハロゲン化 炭化水素	ケトン	強酸化剤
PP/ PPCO	Α	Α	Α	В	A	В	В	С	С	В	С

※4. 酸化剤を除く


- A:30日間の接触でダメージ無。更に長期の使用に耐性有。
- B:30日間の接触で僅かなダメージ有。
- C:7日間の接触である程度のダメージ有。
- D: 直ちにダメージ有。継続的な使用には適さない(+20℃における結果)。
- ※上記データは一般的な指標を示したものです。実際に製品をご使用になる前にテストしてからお使い下さい。

SANSYO SPAR FILE IN INC.









- **■オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※**
- ■精度±5%以内と正確で見やすい200ml毎の目盛付。
- ■口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。
- ■落下破損、液漏れ試験済みです。
- ■日本製。


※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に 緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと 瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。


商品コード	区分	容量(ml)	胴径×キャップ付高さ(mm)	価格(円)
93-1208	3●	2000	ϕ 126 × 234	550



シャープな口元で







キャップ内側

落下破損試験

満水(口切り)にしてキャップを締め、1.2mの高さからコンクリート床面上に製品の底面、側面 が当たる様に1回ずつ落下させて破損しないことを確認。

液漏れ試験

製品に最大容量(2000ml)を入れ、キャップ面を底面にして12時間放置して漏れの無いことを 確認。

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店 · 筑波営業所 · 関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL: https://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は...