

# シグマアルドリッチ製品キャンペーン

キャンペーン期間:2018年2月1日~3月30日

静電気対策製品のご紹介！！



## イオナイザー



- 高性能、無風タイプ。90cm以内の静電気を除去。
- 電源を入れるだけの簡単操作。
- グローブボックス内で使用可能。真空・不活性雰囲気、実験台、天びん周辺での使用も可能。省スペースの小型設計。

※平らな場所に置いてご使用ください。

帯電方式:イオンパルス方式  
パルス速度:1~5パルス/秒  
電圧:AC120V 重量:約900g

キャンペーンコード	区分	型式	寸法	キャンペーン価格(円)
10-1052	9	Z563064-1EA	幅110mm × 奥行65mm × 高さ130mm	<del>125,700</del> → <b>92,500</b>

## ゼロスタート



- 天びん周辺に1つ常備しておくると便利なピストル式の除電器。
- 電源や電池は不要。10,000回程度使用可能。

※揮発性・引火性・爆発性ガスのある場所でのご使用は避けてください。

キャンペーンコード	区分	型式	寸法	キャンペーン価格(円)
10-1053	9	Z108812-1EA	約100mm × 150mm ( ~ 4in. × 6in. )	<del>25,300</del> → <b>21,600</b>

※現在品薄状態のため、次回の入荷は3月頃を予定しています。予めご了承ください。

※必ず、キャンペーンコードでのご注文をお願いします。  
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

# C18固相抽出管Discovery®シリーズ

こちらはキャンペーン対象外商品ですが、優れた品質&コストの商品です。

保持メカニズム: 逆相

対象サンプル: 生体試料、水試料



ロット間のバラつきを最小限に管理  
充填剤特性の明確化と分析証明書付き  
多種類の容量サイズ!

いつでもお手頃価格!!

## Discovery®DSC-18

- ポリメリック、カーボン含量: 18%
- エンドキャップ有り
- 大容量試料の濃縮
- 水溶性試料中の脱塩が可能
- 幅広い化合物の抽出に最適

商品コード	区分	充填剤料/ 固相抽出管サイズ	入数/箱	型式	定価(円)
15-5601	8	50mg/1ml	108	52601-U	20,300
15-5602	8	100mg/1ml	108	52602-U	21,600
15-5603	8	500mg/3ml	54	52603-U	18,400
15-5604	8	500mg/6ml	30	52604-U	13,000
15-5605	8		1000	52599-U	267,600
15-5606	8	1g/6ml	30	52606-U	17,700
15-5607	8	2g/12ml	20	52607-U	19,400
15-5608	8	5g/20ml	20	52608-U	37,300
15-5609	8	10g/60ml	16	52609-U	49,000

## Discovery®DSC-18L+

- モノメリック、カーボン含量: 11%
- エンドキャップ有り
- 中極性化合物の保持増大
- C18では保持が強い際に有効
- 医薬品代謝物の分離にも使用できます

商品コード	区分	充填剤料/ 固相抽出管サイズ	入数/箱	型式	定価(円)
15-5611	8	50mg/1ml	108	52610-U	20,300
15-5612	8	100mg/1ml	108	52611-U	21,600
15-5613	8	500mg/3ml	54	52613-U	18,400
15-5614	8	500mg/6ml	30	52615-U	13,000
15-5615	8	1g/6ml	30	52616-U	17,700
15-5616	8	2g/12ml	20	52618-U	19,400
15-5617	8	5g/20ml	20	52621-U	37,300

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

### 株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...