



【期間：2016年7月1日～9月末】

# お勧め汎用機器 Summer Campaign

## 小型インキュベーター



(室温+5)～60℃の温度範囲。  
温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いています。  
ケーブル孔、サービスコンセント付。

キャンペーンコード	区分	型式	容量(L)	キャンペーン価格(円)
10-0319	7●	SIB-35	約35	<del>59,800</del> → 44,850

温度精度：±0.5℃ (at37℃、無負荷時)  
内寸法：W330×D300×H360mm  
外寸法：W412×D374×H515mm

## パーソナルインキュベーター



(室温+5)～60℃の温度範囲。  
1分～999時間のタイマー機能付 (SVスタート運転)。  
独立過熱防止装置を装備しています。

キャンペーンコード	区分	型式	容量(L)	キャンペーン価格(円)
10-1531	7●	SIT-105	約9.1	<del>69,000</del> → 55,200

温度精度：±0.5℃ (at37℃、無負荷時)  
内寸法：W275×D195×H171mm  
外寸法：W326×D253×H281mm

## アルミビーズ低温槽



※アルミビーズ、温度計は別売。

マイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込めます。  
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。過電流保護ヒューズ付。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	キャンペーン価格(円)
10-1535	7●	SAB05	0～5℃	<del>98,000</del> → 73,500

外寸法：W189×D230×H175mm (蓋・ゴム足除く)  
アルミビーズは別売。アルミビーズ使用目安は1.8kgです。  
44-2291 アルミドロップビーズ 約900g 価格8,800円

## 小型遠心機

2017号 新商品



1秒～99分59秒のタイマー機能付。  
蓋を開けると自動停止する安全設計。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーン価格(円)
10-1532	7●	SCG10K	10000	<del>48,000</del> → 36,000

最大遠心力：7500×g  
処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本  
付属品：0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ 各8個

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

## 硝子槽オイルバス



容器内部の観察性に優れたオイルバス。  
背面に固定用把手が付いています（取外し可能）。  
ステンレスすのこ付属。

キャンペーンコード	区分	型式	水槽外径 (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-1533	7●	SGO-120	φ130	<del>90,000</del> → 72,000
10-1534	7●	SGO-180	φ180	<del>95,000</del> → 76,000

SGO-120 温度範囲：(室温+5)～250℃  
水槽サイズ：内径φ123×H83mm

SGO-180 温度範囲：(室温+5)～200℃  
水槽サイズ：内径φ172×H120mm

## デジタル真空計




小型・軽量。読みやすいデジタルLED表示。  
耐食型はセンサ受圧素子にSUS316Lを使用し、腐食性ガスに対応できます。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-2001	7●	SVG-104	<del>95,000</del> → 76,000
10-2002	7●	SVG-104 耐食型	<del>115,000</del> → 92,000

測定範囲：0.1～101.3kPa  
測定精度：±0.3%FS±1digit  
圧力ポート：φ11mmホースニップル（取り外すとRc1/4）  
外寸法：W90×D100×H60mm（突起部含まず）

## マルチユース強カスターラー



使用例

右回転・左回転。反転回転（120秒まで）ができます。  
回転数をデジタル表示します。  
外部出力コンセント7A付。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0328	7●	SMS-10	<del>88,000</del> → 70,400

攪拌容量：100ml～10L  
回転数：80～1800rpm  
外寸法：W198×D214×H81mm

## 卓上型アスピレーター



上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。  
パストゥールピペット及ピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。ホルダー、回収容器はオートクレーブ可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-1449	7●	SAP-102	<del>50,000</del> → 37,500

回収容器：500ml 硬質1級ガラス製  
付属品：パストゥールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器、PTFE保護フィルター、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ（φ3×φ5mm）、ACアダプタ

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

### 株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...