

バブラー管



I 型



逆止弁付

- 窒素など気体のフローモニターとしてご使用頂けます。
- シリコンオイルを媒体として使用する事で少量フローのモニターに適しています。

■バブラー管 I 型



商品コード	区分	胴外径×高さ(mm)	価格(円)
82-3691	5●	φ25×60	6,600
82-3692	5●	φ25×100	7,200
82-3693	5●	φ36×60	8,200
82-3694	5●	φ36×100	8,800

ノズル外径: φ8mm

■バブラー管 逆止弁付



- 誤操作による逆流を防止します。

商品コード	区分	胴外径×高さ(mm)	価格(円)
82-5486	5●	φ30×100	16,000

ノズル外径: φ8mm




共通摺合せシュリンク管



商品コード	区分	容量(ml)	TS規格	胴外径×高さ(mm)	価格(円)
82-3681	5●	30	15/25	φ28×100	16,200
82-3682	5●	50	15/25	φ32×120	16,600
82-3683	5●	100	15/25	φ36×170	17,300

ノズル外径: φ8mm

※高さは摺り下のサイズです。



共通摺合せナス型シュリンクフラスコ




商品コード	区分	容量(ml)	TS規格	胴外径×高さ(mm)	価格(円)
82-5471	5●	50	15/25	50×100	8,000
82-5472	5●	100	19/38	63×132	8,200
82-5473	5●	200	29/42	76×146	11,000
82-5474	5●	300	29/42	85×165	12,000
82-5475	5●	500	29/42	100×192	12,400

ノズル外径: φ8mm(50、100ml)、φ10mm(200~500ml)

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

バキュームサンプルチューブ



材質: プラグ PTFE
 Oリング フッ素ゴム
 キャップ PP
 ノズル外径: $\phi 8\text{mm}$ (Bタイプ)

● グリスレスバルブのオリフィス径が $\phi 8\text{mm}$ ※と通常品より大きく、7mm以下の攪拌子の挿入がスムーズに行えます。

※ Bタイプ15mlのオリフィス径のみ $\phi 5\text{mm}$ となります。



■ Aタイプ

商品コード	区分	容量 (ml)	TS 規格	胴外径×高さ (mm)	価格(円)
82-5491	5●	30	15/25	$\phi 24 \times 100$	24,000
82-5492	5●	50	15/25	$\phi 30 \times 110$	24,900
82-5493	5●	100	15/25	$\phi 40 \times 120$	26,000

■ Bタイプ



商品コード	区分	容量 (ml)	胴外径×高さ (mm)	価格(円)
82-5501	5●	15	$\phi 18 \times 100$	17,800
82-5502	5●	30	$\phi 24 \times 100$	18,900
82-5503	5●	50	$\phi 30 \times 110$	20,000
82-5504	5●	100	$\phi 40 \times 120$	21,400

ガス置換用真空マニホールド



左: ボールジョイント栓
 右: ボールジョイントノズル

● アルゴンや窒素などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。

● コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行えます。

● ノズル外径: $\phi 10\text{mm}$



商品コード	区分	仕様	主管サイズ (mm)	コック間隔 (mm)	価格(円)
82-5511	5●	4連両端 ゴム止	$\phi 22 \times 330$	約65	82,000
82-5512	5●	4連両端 フランジ止	$\phi 22 \times 440$	約90	100,000

※ フランジ止仕様には、 $\phi 10\text{mm}$ ボールジョイントノズル3個とボールジョイント栓1個が付属します(フッ素ゴムOリング付)。別途、ボールクランプB-28(商品コード: 91-2744)を4個ご用意下さい。

※ 価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...