

SIBATA 製品台数限定キャンペーン

水分活性測定装置AW-1sと風速計VS-1を特別価格にてご提供！
キャンペーン期間:～台数なくなり次第終了

水分活性測定装置AW-1s



人気商品を通常価格の7%OFFでご提供

- 小型・軽量で持ち運びに適した水分活性測定装置。
 - 粉体や液体の測定も可能。
 - スタビリティモード（基本測定モード）とクイックモード（短時間測定モード）を選択可能。
 - 1点～3点校正が可能。
 - 99測定分の測定値を本体に保存。
 - PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能。
- ※動作可能OS10、11
※センサーは別売です。別途ご購入下さい。

限定10台

キャンペーンコード	区分	型式	表示範囲 (aw)	キャンペーン価格 (円)
10-0965	7●	AW-1s	0.000～1.000	64,800 → 60,260

電源：単4乾電池4本又はUSB（micro-B）ポートから。

風速計VS-1



10/1～値上の商品を旧定価でご提供

- 風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。
- センサーと表示部は分離が可能で延長ケーブルを使用し高所などの測定も可能。
- CSV形式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。
- JIS T8202準拠。
- 風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。

限定8台

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格 (円)
10-0964	7●	VS-1	風速0.05～20m/s	62,000 → 58,000

電源：単4乾電池4本又はUSB（micro-B）ポートから。

※詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）をご覧ください。

※必ず、キャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

センサー付試料容器

AW-1s本体を使用するには別売のセンサーが必要です。
センサーが分離式なので、センサーが劣化した際はセンサーのみ買い替えで対応できます。



電気抵抗型

- アルコール耐性が高い
- 付属品：試料容器20ml×5個/
センサー保護フィルターΦ35×5枚/
B型シリカゲル



静電容量型

- 広い範囲を精度よく測定
- 付属品：試料容器20ml×5個/
センサー保護フィルターΦ18×5枚/
B型シリカゲル

商品コード	区分	型式	水分活性測定範囲/精度※	定価（円）
36-3962	8	電気抵抗型	0.200～1.000aw/±0.02aw	45,000
36-3963	8	静電容量型	0.001～1.000aw/±0.01aw	35,000

共通測定範囲：セル内/周囲温度0～80℃、周囲湿度10～95%rh

サンプルの種類や用途に合わせてお選び頂けます。

センサー	電気抵抗型	静電容量型
ISO 18787:2017	○	○
食品衛生法	○ 食品衛生検査指針適合※	×
測定範囲の広さ	○ 0.2aw以下の測定は困難	◎ 広範囲かつ高精度
応答性	○	◎
アルコール耐性	◎ 高い	○ 高濃度下では影響あり

※25±2℃の環境で測定した場合

※詳しい仕様はSAN-WEB（ <https://san-web.co-sansyo.co.jp/> ）をご覧ください。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

多連式水分活性測定装置AW-Multi 8CH / 16CH



使用例

- 最大8検体/16検体を同時に測定可能です。
- PC専用ソフトウェアを使用して測定します。
- 複数センサーの同時校正ができます。
- 測定データはCSV形式でPCに自動で保存されます。
- オプションの飽和塩を併用するとセンサーの精度確認や校正などの日常点検ができます。
※USBドライバー、専用ソフトウェアをダウンロードしたPCと接続しないと操作できません。
※センサーは別売です。別途ご購入下さい。
- 表示範囲：水分活性0.000～1.000aw、セル内/周囲温度0～80℃、周囲湿度10～95%rh
- 分解能：水分活性0.001aw、セル内/周囲温度0.1℃、周囲湿度0.1%rh
※水分活性の測定範囲及び測定精度は組み合わせるセンサーによって異なります。

商品コード	区分	型式	最大測定検体数	定価（円）
36-3971	9	AW-Multi 8CH	8検体	300,000
36-3972	9	AW-Multi 16CH	16検体	500,000

水分活性測定装置は食品・医薬品・化粧品産業に最適です！

- ・試作品の確認や評価
- ・製造工程の品質管理
- ・原料の品質管理
- ・出荷前検査 など

水分活性値が高くなるにつれて微生物が増殖するリスクが高まります。
正しい数値を知ることで適切な対策を行うことができます。

合成・反応装置ケミストプラザ CP-310

New



使用例

- 新規反応開発・材料開発・スケールアップのための反応条件検討に適したシングルタイプ。
- 反応容器はセパラブルフラスコを用いていますので、冷却器や滴下ロートなどのガラス器具の組み合わせに柔軟に対応。セパラブルフラスコの底部形状は一般的な反応釜と同じ、鏡形を採用。
- 付属の通信ソフトを使うことで「設定の簡略化」「温度回転数のロギング」が可能。
- 「簡易的な内温制御機能」（※1）搭載で、サンプル温度に対して温調することが可能。

※1

- ・サンプルによって制御できない場合もございます。
- ・単一温度条件の昇温のみ設定可能です。（プログラム運転は出来ません。）
- ・反応熱を伴うサンプルの場合、別途低温循環水槽が必要です。

商品コード	区分	型式	商品名	定価（円）
45-1681	9	054300-310	CP-310本体制御部	350,000
45-1682	9	054300-3201	CP-310基本タイプ 本体セット 200mL	731,400
45-1683	9	054300-3301	CP-310基本タイプ 本体セット 1000mL	794,400
45-1684	9	054300-3540	CP-310 300°Cタイプ 本体セット 200mL	744,400
45-1685	9	054300-3550	CP-310 300°Cタイプ 本体セット 1000mL	894,400

※詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）をご覧ください。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社・札幌支店・筑波営業所・関東支店
名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

各拠点の詳細は
QRコードをご参照下さい



URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...