

冷却関連製品キャンペーン

● キャンペーン期間：2018年7月2日～9月28日 ●

鍵付冷蔵庫、蓄冷剤、クールプレート等
夏に欠かせない冷却関連製品を

最大30%OFFにてご提供致します



FEF-15K

在庫限りで
終了になります



● ペルチェ式鍵付冷蔵庫 ●

- 半導体ペルチェ素子を使用した静音タイプ。
- 冷媒フロンを使わない電子冷却式なので環境に優しい製品。

キャンペーンコード	区分	型式	有効容量	キャンペーン価格(円)
10-4015	7●	FEF-15K	約15L	82,000 → 65,600

温度設定：5°C±3°C（室温25°C時）

外寸法：W330×D353×H445mm

電源：AC100V 50/60Hz 60W



ZR-48K

● コンプレッサ式鍵付冷蔵庫 ●

- 容量48Lのスマートなタイプと70Lの大容量タイプからお選び頂けます。
- ノンフロン冷媒（R600a）採用。

キャンペーンコード	区分	型式	有効容量	キャンペーン価格(円)
10-0050	7●	ZR-48K	冷蔵庫：約43L 製氷室：約5L	70,000 → 56,000
10-4017	7●	ZR-70K	冷蔵庫：約65L 冷凍室：約5L	83,500 → 66,800

温度設定：5°C±3°C（室温30°C時）

外寸法：W450×D450×H510mm（ZR-48K）

W470×D450×H632mm（ZR-70K）

電源：AC100V 50/60Hz 68W

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

この他にも対象商品がございます。次頁以降もご覧下さい。



● SANSYO クールワーク ●

- -15℃以下を長時間（約2時間）保ちます。
- 卓上でのワーク中、サンプルの温度上昇を防ぎます。
- 再冷却すれば繰り返し使用が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-4011	7●	CW-21PC	5,500 → 3,850

耐冷温度：-80℃
 サイズ：120×100×66mm
 適合チューブ：1.5mlマイクロチューブ及び
 胴径φ11mm以下の凍結保存用チューブ



使用例（アルミビーズ別売）

● SANSYO 保冷ボックス White Cooler ●

- 発泡スチロール容器にステンレス容器を組合せた保冷ボックス。氷やアルミビーズを使用できます。
- ステンレスの内部容器は取外しが可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-4012	7●	S-1AK	2,000 → 1,400

使用温度：-20~60℃
 外寸法：約W153×D122×H79mm ※高さは内部の容器を含む。

関連商品

44-2221 アルミカットビーズ 約950g 8,800円



● スノーパック 板状タイプ ●

- 冷凍しても形状が変わらない、こんにゃくタイプの蓄冷剤。
- 保冷容器のスペースの有効活用に繋がります。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0166	6●	B-20	220 → 154
10-0167	6●	B-50	420 → 294

重量：200g (B-20)、500g (B-50)
 サイズ：170×110mm (B-20)、250×150mm (B-50)



● クールプラネット® -15℃タイプ ●

- -15℃を24時間キープという今までにない持続性。※
- 家庭用冷凍庫での凍結が可能。
- 環境にも優しく安全。繰り返し何度でも使用可能。

キャンペーンコード	区分	規格	キャンペーン価格 (円)
10-4039	7●	500ml	1,200 → 900

サイズ：190×140×29mm
 ※ 保証値ではありません。
 ※ -60℃以下の冷凍庫にて凍結させますと容器が破損することがあります。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
 ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。



● SANSYO クールプレート ●

- スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。
- プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-4046	7●	SA-800	180,000 → 153,000

プレートサイズ：W220×D150mm
 温度範囲：0～80℃（室温25℃時）※室温より25℃下げることが可能
 温度精度：±0.5℃（室温25℃時、中心部）
 外寸法：W356×D248×H133（+78）mm
 電源：AC100V 50/60Hz 2A



● クールプレート ●

- 厚さ約20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。
- プレート表面を温度コントロール、サンプルの温度変性防止に最適。
- ペルチェモジュールを使用、低振動・低騒音。
- 自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。
- 外部温度センサ機能付（温度センサ別売）。
- 日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0069	7●	CP-085	109,800 → 93,330
10-0070	7●	CP-120	168,000 → 142,800

プレートサイズ：W85×D85（CP-085）、W120×D120（CP-120）
 温度範囲：5～105℃（無負荷時） 温度精度：±0.2℃（無負荷時）
 外寸法：W126×D218×H93mm（CP-085）、W160×D265×H83mm（CP-120）
 電源：AC100V 50/60Hz 1.7A（CP-085）
 AC100V 50/60Hz 2A（CP-120）

関連商品

45-0732 マグネットスターラー C-MAG MS7 57,200円



使用例（CP-120 + マグネットスターラー MS7）

● SANSYO クールスターラー ●

- 精度の良いJPt測温抵抗体センサ採用。
- 冷却可能な恒温庫としてもご使用頂けます。
- 日本薬局方・導電率測定にも最適。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-0590	8●	SAC-900	277,000 → 221,600

回転数：200～800rpm
 攪拌容量：50ml～1L（ビーカー）
 温度範囲：-3～80℃（室温25℃時）
 温度精度：±0.5℃（10℃設定時）
 冷却・加熱槽：φ110×H115mm
 外寸法：W275×D278×H355mm（固定支柱含む） 電源：AC100V 50/60Hz 5A



使用例（ビーカー別売）

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
 ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。



● 保冷バッグ ネオカルター® ●

- 軽量で断熱効果抜群の保冷バッグです。ハードタイプの内容器を入れてご使用下さい。
- 上蓋のみファスナー式で開閉可能です。
- 持ち運びのしやすい持ち手付です。
- 使用時のわずか5分の1以下に折りたためるので省スペースで収納が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	容量	キャンペーン価格(円)
10-0273	6	B-1	60L	18,200 → 14,560
10-0274	6	B-2	75L	20,000 → 16,000
10-0275	6	B-3	120L	22,000 → 17,600
10-0276	6	B-4	140L	23,700 → 18,960

内寸法(開口部×奥行き×高さ)

400×350×450mm (B-1)、500×350×450mm (B-2)

600×450×450mm (B-3)、700×450×450mm (B-4)



● 卓上製氷機 ●

- 内蔵タンクに水を入れるだけで製氷することが可能(水道配管作業不要)。
- 最大1kgの貯氷が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4047	7●	HZB-12	96,000 → 76,800

製氷能力:12kg/日(室温25℃時)

氷寸法:大(33×直径30~35mm)、中(33×直径25~30mm)、小(33×直径20~25mm)の3種類

給水タンク容量:3L

使用冷媒:R-134a

外寸法:W297×D367×H378mm

電源:AC100V 50/60Hz 120W(製氷時)/180W(離氷時)

※使用環境条件により、氷のサイズは変化します。

※できあがった氷は飲食用には使用できません。

SAN-WEB

検索

スマホ版はこちら



SAN-WEB

対象商品の詳しい仕様は
SAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...