

Summer Campaign

【キャンペーン期間:2024年7月1日~9月30日】

冷却関連、水質検査関連、食品検査関連製品など夏におすすめの製品を10~50%OFFでご提供!



\otimes SANSYO クールワーク

- 15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。 卓上でのワーク中、サンプルの温度上昇を防ぎます。

キャンペーン コード			耐冷温度	キャンペーン 価格(円)
10-4011 7 ● CW-21PC		-80℃	6,800 → 4,760	

サイズ: W120×D100×H66mm

適合チューブ: 1.5mlマイクロチューブ及び胴径φ11mm以下の凍結保存用チューブ



⇔ SANSYO 保冷ボックス White Cooler

発泡スチロール容器にステンレス容器を組合せた保冷ボックス。 氷やアルミビーズを使用できます。

キャンペーン コード	-ド 区分 型式		使用温度	キャンペーン 価格 (円)
10-4012			-20~60℃	2, 000 → 1,400

外寸法:約W153×D122×H79mm ※高さは内部の容器を含む。

関連商品

44-2221 アルミカットビーズ 約950g 12,000円



⇔SANSYO 冷却水循環装置

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズで場所を取りません。

アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。

漏電・過電流ブレーカー、温度調節器自己診断機能等の充実した安全機能を搭載。

キャンペーン コード	型式 型式		温度範囲	キャンペーン 価格(円)
10-3103			- 20~30℃ (ヒータ無し)	208,000 → 166,400


温度調節精度:±2℃(−20~0℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m 外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm

外寸法·重量: W205×D405×H545mm·約28kg

電源: AC100V 50/60Hz 8A

- ※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (https://san-web.co-sansyo.co.jp/) でご確認下さい。
- ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
- ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。





ノンフロン冷媒 (R600a) 採用。

ドアポケットにも収納スペースがあります。

キャンペーン コード	区分	型式	有効容量	キャンペーン 価格 (円)
10-4017	7●	ZR-70K	冷蔵庫:約65L 冷凍室:約5L	83,500 → 70,975

温度設定:5℃±3℃(室温30℃時) 外寸法:W470×D450×H632mm 電源:AC100V 50/60Hz 68W





卓上製氷機

内蔵タンクに水を入れるだけで製氷することが可能(水道配管作業不要)。

最大1kgの貯氷が可能。

氷のサイズは大・中・小の3段階から選択できます。

キャンペーン コード	区分	型式	キャンペーン 価格 (円)
10-4047	7●	HZB-12	96,000 → 76,800

製氷能力:12kg/日(室温25℃時) 氷寸法:大(33×直径30~35mm) 中(33×直径25~30mm) 小(33×直径20~25mm)

給水タンク容量:3L 使用冷媒:R-134a

外寸法: W297×D367×H378mm

電源: AC100V 50/60Hz 120W (製氷時) / 180W (離氷時)

※使用環境条件により、氷のサイズは変化します。 ※できあがった氷は飲食用には使用できません。



⊗sansyo DPD法残留塩素計

8段階の比色レンズを用いた低価格タイプ。

検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセットしたら、標準レンズと比色して濃度を 読み取るだけで、簡単に遊離残留塩素が測定できます。

キャンペーン コード	区分	型式	キャンペーン 価格(円)
10-4013	7●	SAT-1	& ,20 0 → 5,740

測定範囲: 0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L

セット内容:測定器本体、ケース、丸型試験管3本、DPD錠剤試薬50錠



DPD粉末試薬(遊離塩素用) DPDマジック

残留塩素との反応が早い粉末試薬。

容器タイプでゴミを軽減。

片手で容器を傾けるだけの簡単操作でDPD試薬1回分の計量ができます。

キャンペーン コード	区分	入数	キャンペーン 価格(円)
10-4053 7● 約100回分		約100回分	2,100 → 1,470

- ※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB(https://san-web.co-sansyo.co.jp/)でご確認下さい。
- ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
- ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



⇔SANSYO pH標準液

25℃で測定し、誤差は±0.015以下で調整してあります。

キャンペーン コード	区分	品名	pH値	容量 (ml)	キャンペーン 価格(円)
10-1281	6●	フタル酸塩pH標準液	pH4.01	500	1,500 → 1,350
10-1282	6●	中性りん酸塩pH標準液	pH6.86	500	1, 500 → 1,350
10-1283	6●	ほう酸塩pH標準液	pH9.18	500	1, 500 → 1,350





⊗ SANSYO テストチューブ

幅広い用途に使用できるディスポーザブル試験管。

透明性の高いPS製と耐薬性の高いPP製から選べます。PP製はオートクレーブ対応。

キャンペーン コード	区分	外径×長さ (mm)	材質	キャンペーン 価格(円)
10-5041	4●	φ12×75	ポリスチレン	<i>6,600</i> → 5,940
10-5042	4●	φ12×75	ポリプロピレン	<i>6</i> , 600 → 5,940
10-5043	4●	φ13×100	ポリスチレン	10,000 → 9,000
10-5044	4●	φ13×100	ポリプロピレン	10,000 → 9,000
10-5045	4●	φ16×100	ポリスチレン	12, 00 0 → 10,800
10-5046	4●	φ16×100	ポリプロピレン	12,000 → 10,800
10-5047	4●	ポリエチレン製キャップ・タ	4, 00 0 → 3,600	
10-5048	4●	ポリエチレン製キャップ	4, 00 0 → 3,600	
10-5049	4●	ポリエチレン製キャップ	·外径16mm用	4, 000 → 3,600

入数:1000個





⊗ SANSYO トランスファーピペット

電子線滅菌済。ポリエチレン製。

コストを抑えられる10本包装と少量でもロスなく使える個包装から選べます。 10本包装は密閉できるチャック袋入りです。

キャンペーン コード	区分	型式	滴下量 (µL)	サイズ (mm)	入数 (本)	目盛	キャンペーン 価格 (円)
10-5050	5●	No.1	約35	φ2.5×156	500(10本×50)	20/35μL、	5, 50 0 → 4,950
10-5051	5●	No.1K	約35	φ2.5×156	500(個包装)	0.1/0.25/0.5/0.75/1ml	9, 20 0 → 8,280
10-5052	5●	No.2	約50	φ3×158	500(10本×50)	0 F/1 0/1 F/2 0/2 Fml	_6,400 → 5,760
10-5053	5●	No.2K	約50	φ3×158	500(個包装)	0.5/1.0/1.5/2.0/2.5ml	10,000 → 9,000
10-5054	5●	No.3	約50	φ3×160	500(10本×50)	0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/2.0***	.6,400 → 5,760
10-5055	5●	No.3K	約50	φ3×160	500(個包装)	0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0ml	1 0,00 0 → 9,000



⇔ SANSYO 防水八ンディ温度計 サニタリーサーモ®

防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。 本体は抗菌樹脂、センサはオールステンレス製で衛生的。 HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。

キャンペーン コード	区分	型式	付属センサ	キャンペーン 価格 (円)
10-1231	10-1231 7● TP-100MR		TSP-100	2 1,800 → 17,440

測定範囲:-50~280℃ 分解能:0.1℃ (-9.9~199.9℃)、1℃ (左記以外)

本体精度:±0.1℃(-9.9~199.9℃)、±1℃(左記以外)

センサ精度:±2℃(-50~-10℃、200~250℃)、±1℃(-9.9~-0.1℃) ±0.5℃(0.0~70.0℃)、±0.7℃(70.1~110.0℃)

± (1% reading+0.1) $^{\circ}$ C (110.1 $^{\circ}$ 199.9 $^{\circ}$ C) 、±3 $^{\circ}$ C (251 $^{\circ}$ 280 $^{\circ}$ C)

本体寸法・重量: W54×D40×H172mm・約150g (電池含む)

- ※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB(https://san-web.co-sansyo.co.jp/)でご確認下さい。
- ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
- ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



エリエール。除菌できるアルコールタオル

アロエエキス配合の手に優しい除菌タオル。

身のまわりのふきとり除菌や手の汚れ落とし等にご使用下さい。

シートを簡単にセットでき、取出しもスムーズです。

高濃度アルコール配合。

キャンペーン 区分 コード		サイズ (mm)	入数 (枚)	キャンペーン 価格(円)
10-0233	10-0233 7 ●		100	-700 → 490



額用汗パッド SWEAT Free

頭・額からの汗が顔面に直接流れることを防ぎます。

ゴーグルや手袋を装着していて額の汗を拭えない場面で装着します。

保管しやすい個包装。

約80ccの汗をしっかり吸収します。

MW0001はバンドタイプで、装着しやすく痛くなりにくいゴムを採用。

MW0002はテープタイプで、ヘルメットやキャップ、襟周りに貼付けることができます。しっかり貼付き、

粘着残りしにくい粘着剤を使用。



サイズ:260×35mm 吸収体:パルプ・ポリマー 表面材:ポリエステル





<₩ 目盛付バイアル

水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。

目盛精度が良く(±3%※)使いやすい広口タイプ。

キャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状なので、無菌的操作に最適です。

オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。

キャンペーン コード	区分	型式	容量 (ml)	入数 (本)	キャンペーン 価格(円)
10-2316	8●	WT-150	150	20	22,060 → 11,030

キャップ:フェノール樹脂 パッキン:PTFE/シリコン※目盛精度は規格値です。保証値ではありません。

- ※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB(https://san-web.co-sansyo.co.jp/)でご確認下さい。
- ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
- ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店 · 筑波営業所 · 関東支店

名古屋営業所,大阪支店,広島営業所,福岡支店

URL : https://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は...

