

AND 粘度計無償貸出しキャンペーン

【期間：2020年11月24日～2021年3月31日】

音叉振動式SV型粘度計SV-A/SV-Hシリーズを無償貸出し
はじめて粘度計で粘度測定をご検討されている方におすすめです

<貸出しについて>

- ・対象商品を無償で貸出し致します。
 - ・オープン試験室をご利用頂けます。A&Dの試験室で専門の技術スタッフとともにお客様の測定サンプルを無償で測定することができます。
 - ※ご購入を目的とした法人様に限らせて頂きます。
- 貸出機種は都度調整させて頂きますが、状況によりご希望に沿えない可能性があります。

SV-Aシリーズ

- 音叉型振動式によるフルレンジ1%の高精度。
- 耐浸食性の強いセンサプレート(チタン製)。
- WinCT-Viscosity(標準添付)、USB接続可能。
- スタンドセット、各種容器、USB接続ケーブル標準付属。スタンドセット



商品コード	区分	型式	測定範囲(mPa・s)	価格(円)
66-0111	9	SV-1A	0.3~1000	546,000
66-0112	9	SV-10A	0.3~10000	546,000
66-0115	9	SV-100A	1000~100000	546,000

SV-Hシリーズ

- 使用場所を選ばない、簡易ハンディタイプ。
- 音叉型振動式によるフルレンジ1%の高精度。
- 耐浸食性の強いセンサプレート(チタン製)。
- キャリングケース標準装備。



商品コード	区分	型式	測定範囲(mPa・s)	価格(円)
66-0113	6	SV-1H	0.3~1000	248,000
66-0114	6	SV-10H	0.3~10000	248,000
66-0116	6	SV-100H	1000~100000	248,000

※詳しい仕様はSAN-WEB(<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>)をご覧ください。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

他にもこんな便利な特長があります！

- JCSS校正対象機器です。
- 低粘度から高粘度領域まで精度よく連続測定可能。
- 温度変化過程の粘度が連続的に簡単に測定できます。
- 測定状態をパソコンでリアルタイムにグラフ化、データの保存もできます。

チタン製
(振動子&温度センサー)



粘度検出部 (SV-1A)

<測定例>

これらの粘度測定が可能です。

- ◇ ナノ粒子などの粒子径分布を正確に測定、補正するための測定。
- ◇ バイオマテリアル、血液、蛋白質、医薬/化粧品、食品の研究開発と測定。
- ◇ 高分子材料、無機材料、インク、塗料、顔料などの測定。
- ◇ レジスト液、半導体の研磨剤、溶剤などの粘度管理。
- ◇ ポリマー、接着剤、蛋白質などの硬化過程、ゲル化点の測定。
- ◇ 非イオン系界面活性剤の曇点測定。
- ◇ 潤滑油、エンジンオイルの温度変化過程と粘度変化の測定。

様々な粘度測定
にお使い頂けます



キャンペーン申込書 (販売店様用)

下記の点をご記入頂きましたら弊社営業担当宛にFAXにてお送り下さい。

ユーザー様及び販売店様情報のご記入をお願い致します。

ご希望の機種に○を付けて下さい	SV-1A / SV-10A / SV-100A / SV-1H / SV-10H / SV-100H
ご利用内容に○を付けて下さい	無償貸出 / オープン試験室(サンプル測定)
ご利用希望日	年 月 日
ユーザー様名(機関)	
所属部署	
お名前	
ご住所	
TEL/FAX	TEL: / FAX:
E-mail	
販売店様名・拠点名	
販売店ご担当者様	
TEL/FAX	TEL: / FAX:

※無償貸出しは1事業所、または1研究室(教室)につき1回限りとさせていただきます。

株式会社 三商

東部営業部 TEL:03(5820)7735 FAX:03(5820)7736
 東京営業部 TEL:03(3864)9491 FAX:03(3866)2245
 関東支店 TEL:03(3896)2641 FAX:03(3854)0470
 筑波営業所 TEL:03(6844)8773 FAX:03(6846)9052

札幌支店 TEL:011(757)6688 FAX:011(757)6679
 名古屋営業所 TEL:052(562)4788 FAX:052(562)4787
 大阪支店 TEL:06(6374)6290 FAX:06(6374)6294
 広島営業所 TEL:082(251)4777 FAX:082(251)4867
 福岡支店 TEL:092(629)7191 FAX:092(629)7190