

pH緩衝液

Buffer Solution



■ JIS Z 8802 (pH測定方法) の7.3 調製pH標準液の調製方法に基づき調製されています。

商品コード	区分	品名	pH値	容量 (ml)	価格 (円)
33-0288	6●	フタル酸塩pH緩衝液	pH4.01	500	1,200
33-0289	6●	中性りん酸塩pH緩衝液	pH6.86	500	1,200
33-0290	6●	ほう酸塩pH緩衝液	pH9.18	500	1,200

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商
 本社 〒101-0025
 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736
 札幌支店・筑波営業所・関東支店
 名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店
 URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...