

▶ NEW GAME
CONTINUE
OPTION

AccuReady

アキュレディ

弊社ロゴ・品名

HPに取扱説明書が掲載中。
分からないところはすぐ確認できます。
※検査合格書、製品保証書は再発行できません。

圧力開口部 (リーク穴)

メンブレンフィルター
内蔵されたメンブレン
フィルターが
本体内部への
液体の浸食を軽減。

ノーズコーン
オートクレーブ
(121℃、20分) 可能。

吸引ボタン

吐出ボタン

電池カバー

液晶画面

タッチで簡単操作。



吐出時の表示

コードレスで らくらく分注

約3時間の充電で約2000回の分注作業を
することができます (25mlピペット使用時)。
充電しながら作業することも可能です。

タッチパネル式 速度調整機能

手元のボタンで無段階、液晶画面の
速度調整バーをタッチすることで
弱・中・強の3段階の速度調整が可能です。

更に詳しい仕様を確認しますか？

▶ はい
いいえ



液晶画面

バッテリー残量
充電が不足した際は赤くなります。

速度調整パー
タッチすることで吸引・吐出の速度調整が可能。弱・中・強の3段階。

壁掛けフック/置き型スタンド
本体と同梱されている便利な付属品。



壁掛けフック使用例

置き型スタンド使用例

商品コード	区分	型式	対応ピペット	UV照射耐性	重量	価格 (円)
73-0076	4●	LA101	0.1~100ml	約2000時間	約160g	32,000

使用環境	周囲温度：5~40℃ 相対湿度：10~95%rh（結露しないこと）
付属品	壁掛けフック、置き型スタンド、電源アダプタ（2mコード付）、メンブレンフィルター（予備）、検査合格書
材質	本体・吸引/吐出ボタン・壁掛けフック・置き型スタンド・ノーズコーン：PP、 ピペットアダプタ：シリコン、メンブレンフィルター：PP/PTFE、 シーリング：HNBR、メンブレンフィルター挿込み口：PBT、 チューブ、バルブ類：FKM/PBT/PPS
電源	入力電圧：AC100~240V・±10%、周波数：50/60Hz、出力電圧：5V

■交換パーツ

商品コード	区分	品名	入数 (個)	価格 (円)
73-0077	5●	充電池	1	1,920
73-0078	5●	シーリング	1	70
73-0079	5●	メンブレンフィルター	1	900
73-0080	5●	ピペットアダプタ	1	1,000

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません

株式会社 三商

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 東部営業部 TEL03(5820)7735
 東京営業部 TEL03(3864)9491

札幌支店 TEL011(757)6688 筑波営業所 TEL03(6844)8773
 関東支店 TEL03(3896)2641 名古屋営業所 TEL052(562)4788
 大阪支店 TEL06(6374)6290 広島営業所 TEL082(251)4777
 福岡支店 TEL092(629)7191 東京物流センター TEL03(5691)7951

<https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…