

ガラスビーズ小型滅菌器

ほんの10秒で

滅菌完了

菌よ、さらば。

オートクレーブ  よりお手軽！
火炎滅菌  より安全！

- ガラスビーズを使用する滅菌器です。槽内でガラスビーズを加熱し、10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端の滅菌ができます。
- 幅130mm、奥行き150mmのコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔になりません。お手元で繰り返し滅菌したい時に便利です。
- パネルはシンプルなボタン式なので、アップダウンの調整が簡単。デジタル表示の画面は一目で温度の確認ができます。
- 同等機能の類似品と比べて、お求め易い価格に設定しました。
- 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
- ガラスビーズが300g標準付属。ご購入後、すぐにご使用頂くことができます。



- ① 電源ボタン
 - ② アップキー
 - ③ ダウンキー
 - ④ スタート/ストップボタン
 - ⑤ 加熱ランプ
- 加熱中は点灯、設定温度到達後は点滅します。



商品コード	区分	型式	外寸法	価格(円)
26-1011	5●	SGM-300	W130×D150×H200mm	66,000
26-1012	5●	SGM-300D	W130×D150×H240mm	75,300

型式	SGM-300	SGM-300D
内槽寸法	Φ40×H80mm	Φ40×H150mm
重量	2kg	2.5kg
温度範囲	100～300℃	
表示精度	≤±5℃	
最高温度到達時間	25分以内(室温→300℃)	
使用ビーズ	Φ1.5～2.5mm	
消費電力	120W	
電源	AC110V 50/60Hz	

● 交換用ガラスビーズ

商品コード	区分	規格	サイズ	入数	価格(円)
83-0887	4	No.2	Φ1.5～2.5mm	1kg	2,800

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。
 ※研究実験用です。医療目的の使用はできません。



株式会社 三商

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 東部営業部 TEL03(5820)7735
 東京営業部 TEL03(3864)9491
 札幌支店 TEL011(757)6688 筑波営業所 TEL03(6844)8773
 関東支店 TEL03(3896)2641 名古屋営業所 TEL052(562)4788
 大阪支店 TEL06(6374)6290 広島営業所 TEL082(251)4777
 福岡支店 TEL092(629)7191 東京物流センター TEL03(5691)7951
<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…