



## ☉ SANSYO シリカゲル SILICA GEL

■ 吸湿するとインジケーターが青色からピンク色に変わります。吸湿後、170℃で2時間以上加熱することで再利用できます。



### ■ インジケーター5%ミックス

| 商品コード   | 区分 | 規格 | タイプ | 粒径(mm) | 容量(g) | 価格(円) |
|---------|----|----|-----|--------|-------|-------|
| 59-1266 | 5● | 中粒 | A型  | 2~4    | 500   | 830   |



### ■ 青色100%

| 商品コード   | 区分 | 規格 | タイプ | 粒径(mm) | 容量(g) | 価格(円) |
|---------|----|----|-----|--------|-------|-------|
| 59-1267 | 5● | 大粒 | A型  | 3~5    | 500   | 1,080 |



### ■ PETフィルム入 インジケーター5%ミックス

| 商品コード   | 区分 | 規格 | タイプ | 粒径(mm) | 入数(g×個) | 価格(円) |
|---------|----|----|-----|--------|---------|-------|
| 59-1269 | 4● | 小粒 | A型  | 1~3    | 5×100   | 860   |

サイズ：60×55mm

※PETフィルム入は加熱による再利用はできません。