

パスツールピペットホルダー ペンタイプホルダー

※チップ、パスツールピペット別売。

関連商品 シリコン栓はP.1636をご覧下さい

※1. 吸引能力はチップ・パスツールピペットにより異なります。 ※2. 外寸法()内は突起部含む。

⇔ SANSYO 卓上型アスピレーター

ASPIRATOR

- ■上澄み除去、DNA·RNA濾液除去、廃液処理に便利。
- ■パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付 けて吸引します。
- ■パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーは オートクレーブ可能。また、回収容器も内溶液ととも デモ機

にオートクレーブにかけられます。

商品コード 区	分	型式	吸引能力 ※1	価格(円)	
47-1771 5	. ●	SAP-102	300mℓ/min	52,000	
吸引ポンプ		DC12V ダイアフラム式真空ポンプ			
パスツールホルダー	-	パスツール外径φ7mm用			
ペンタイプホルダー	-	200·1000μlピペットチップ用			
回収容器		500㎖ 硬質1級ガラス製			
外寸法·重量 ※2		W135(160) × D212(216) × H145mm • 1.5kg			
電源		AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)			
付属品		パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、			
		回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、			
		シリコン栓No.11+ステンレスノズル、			
		PVCチューブ (φ3×φ5mm) 長・短各1本、ACアダプタ			

■交換田部品

47-1775

7.

商品コード	区分	品名	価格(円)				
47-1772	6●	PTFE保護フィルター 0.2μm 5個入	2,000 📄	ケス 売り			
85-1304	3●	回収容器 500ml (SGボトル)	1,160 👗	JR-			
47-1773	6●	パスツールピペットホルダー	6,400				
47-1774	6.	ペンタイプホルダー	6.400				

ステンレスノズル ø4mm 2本組

1.200