

# ラボウェア バリュースタック 新年度応援キャンペーン

【期間：2014年3月17日～6月末】

通常価格12,000円/パック  
のところ...

## 9,800円

でご提供致します!!



ポピュラーな実験アイテム  
20個を揃えたパックです!

パック内容

| 製品名                        | 容量 (ml) | 数量        | 通常単品<br>価格(円) |
|----------------------------|---------|-----------|---------------|
| 広口円筒容器<br>PPCO製            | 500     | 6         | 5,400         |
| Unitary™<br>洗浄瓶            | 500     | 4         | 3,680         |
| メスシリンダー<br>PP製             | 100     | 2         | 5,740         |
|                            | 500     | 1         | 4,880         |
|                            | 1000    | 1         | 6,070         |
| ビーカー<br>PP製                | 50      | 1         | 360           |
|                            | 100     | 1         | 450           |
|                            | 250     | 1         | 810           |
|                            | 600     | 1         | 1,490         |
| Unwire™<br>チューブラック 青<br>合計 | 1000    | 1         | 1,860         |
|                            | —       | 1         | 2,280         |
| <b>合計</b>                  |         | <b>20</b> | <b>33,020</b> |

おすすめ  
ポイント

- ・安全! ...ガラス製品より壊れにくく、破片が生じません。
- ・便利! ...ボックス付で、20アイテムを1つに収納できます。
- ・低価格! ...元々お得なパックがキャンペーンでさらにお買得に!

単品で  
揃えるより  
かなりお得!!

◇パック内のすべてのアイテムは広範囲の一般的な試薬、特に酸、塩基やアルコールに化学薬品耐性があります。  
◇メスシリンダーはISO6706と同様にCFR21, Part 177.1520とASTM E 1272 Class B 精度要件に準拠しています。  
ビーカーはISO/DIN 7056 ラボプラスチックウェア精度の国際規格に準拠しています。  
※広口円筒容器をオートクレーブ滅菌する際は、フタを外して本体と別々に行ってください。

| キャンペーンコード  | 商品名                     | 型式        | キャンペーン価格(円)               |
|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 10-0100-5● | NALGENE® ラボウェア バリュースタック | 1350-0001 | <del>12,000</del> → 9,800 |

NALGENE® 製品の  
お問合せはぜひ弊社まで

※必ず、キャンペーンコードでのご発注をお願い致します。  
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...