

SANSYO フィルターホルダー FILTER HOLDER

特長

- 吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
- ガラスフィルター付タイプ(GS)とステンレスサポートスクリーンタイプ(SS)の2種類あります。
- 適応メンブレンフィルター25、47、90mmの3タイプより用途に合わせてお選び下さい。



25型



47型



90型

■ 25型ガラスフィルター式

商品コード	型式	価格(円)
81-0761-4●	25GS	13,000

吸引瓶は別売です

交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0762-5●	ファンネル15ml	3,400
81-0763-5●	ベースG-2付	7,300

■ 47型ガラスフィルター式

商品コード	型式	価格(円)
81-0091-4●	47GS	20,500

吸引瓶は別売です

交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0094-4●	ファンネル300ml	6,700
81-0093-4●	ベースG-2付	10,500

■ 90型ガラスフィルター式

商品コード	型式	価格(円)
81-0105-4●	90GS	53,900

吸引瓶は別売です

交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0102-5●	ファンネル1000ml	17,600
81-0103-5●	ベースG-2付	28,500

■ 25型サポートスクリーン式

商品コード	型式	価格(円)
81-0764-4●	25SS	14,000

吸引瓶は別売です

交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0762-5●	ファンネル15ml	3,400
81-0765-5●	ベース	5,400
81-0766-5●	サポートスクリーン	2,800
81-0767-5●	PTFEパッキン	270

■ 47型サポートスクリーン式

商品コード	型式	価格(円)
81-0095-4●	47SS	22,100

吸引瓶は別売です

交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0098-4●	ファンネル300ml	6,700
81-0097-4●	ベース	6,800
81-0099-4●	サポートスクリーン	5,000
81-0100-4●	PTFEパッキン	300

■ 90型サポートスクリーン式

商品コード	型式	価格(円)
81-0106-4●	90SS	63,800

吸引瓶は別売です

交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0102-5●	ファンネル1000ml	17,600
81-0104-5●	ベース	24,500
81-0107-5●	サポートスクリーン	12,540
81-0108-5●	PTFEパッキン	440

25型共通交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0768-5●	穴あきシリコン栓 No.8ブルー	460
81-0769-5●	クランプ	2,300
85-0941-2●	吸引瓶100ml	2,100

47型共通交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0085-4●	穴あきシリコン栓 No.13ブルー	800
81-0101-4●	クランプ	2,500
85-0945-2●	吸引瓶1000ml	4,700

90型共通交換部品

商品コード	品名	価格(円)
81-0110-5●	穴あきシリコン栓 No.13ブルー	800
81-0109-5●	クランプ	8,800
85-0945-2●	吸引瓶1000ml	4,700



ファンネル




ベースG-2付



ベース (サポートスクリーン用)



クランプ



ゴム栓



パッキン



サポートスクリーン

分析用
試験器具ビーカー・
フラスコ・
共通指合せ
器具スライド
ガラス・
セル・
ガラス管バイアル・
試験管

瓶・容器類

分析用試験器具