

卓上型アスピレーター SAP-102



特長

- 上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理等に便利なアスピレーターです。
- パスツールピペット、ピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。
- パスツールホルダー、ペンタイプホルダー及びチューブはオートクレーブ可能。また、回収容器も内容液とともにオートクレーブにかけられます。

商品コード	型式	価格(円)
41-1449-5●	SAP-102	50,000

【付属品】

パスツールホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器500ml、PTFE保護フィルター1個、PVCチューブ(3×5)長・短各1本

※パスツールピペット、チップは別売です。



使用例(パスツールは別売)

交換用部品

商品コード	品名	価格(円)
15-1542-6●	PTFE保護フィルター 0.2μm 50個入	16,000
85-1304-3●	回収容器 500ml	1,120
41-0414-6●	パスツールホルダー	6,400
41-0415-6●	ペンタイプホルダー	6,400
41-0416-7●	ステンレスノズル 2本組	1,200

仕様

吸引ポンプ	ダイヤフラム式真空ポンプ MAX5L/minエアー
吸引量範囲	0~300ml/min※
パスツールホルダー	パスツール外径φ7mm用
ペンタイプホルダー	200、1000μlチップ用(2段式)
外寸法・重量	W160×D216×H145mm・1.5kg
電源	AC100V 50/60Hz 10W

※吸引量範囲は、チップ、パスツールピペットにより異なります。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



回収容器



シリコン栓(別売)+ステンレスノズル

ご用命は...

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

関東支店・大阪支店・福岡支店・札幌支店

名古屋営業所・広島営業所・筑波営業所

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>