


水質関連製品 新年度 キャンペーン

キャンペーン期間
2026年4月21日～6月30日



10～50%OFFで
ご提供します



対象商品の詳細は次頁以降をご覧ください



SAT-1

SANSYO DPD法残留塩素計

8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。

検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセットしたら、標準レンズと比色して濃度を読み取るだけで、簡単に遊離残留塩素が測定できます。

測定範囲：0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L（8段階）

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格（円）
10-4013	7●	SAT-1	8,200 → 5,740

セット内容：本体、ケース、丸型試験管3本、DPD錠剤試薬50錠



≪消耗品≫

キャンペーンコード	区分	品名	キャンペーン価格（円）
10-4051	7●	DPD錠剤試薬 No.1 rapid 50錠入	1,100 → 940
10-4052	7●	DPD錠剤試薬 No.1 rapid 100錠入	2,000 → 1,700



SANSYO DPD試薬 粉末分包

すぐに溶けて発色の良い粉末試薬です。

小分けになっていますので、すぐにお使い頂けます。

キャンペーンコード	区分	入数	キャンペーン価格（円）
10-4050	8●	100袋	1,430 → 1,190



DPD粉末試薬（遊離塩素用）

残留塩素との反応が早い粉末試薬。

容器タイプでゴミを軽減。

片手で容器を傾げるだけの簡単操作でDPD試薬1回分の計量ができます。


キャンペーンコード	区分	入数	キャンペーン価格（円）
10-4053	7●	約100回分	2,100 → 1,470



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO 全塩素試験紙

溶液中の総塩素を簡単に測定することができます。

塩素に反応すると紫色になります。

必要な長さだけ引き出すことができるプラスチック製ディスベンサーに入った巻取り式。

キャンペーンコード	区分	測定範囲	全塩素測定目盛	キャンペーン価格 (円)
10-4195	7●	0~200ppm	0/10/25/50/100/200ppm	700 → 560

サイズ：7mm幅×5m巻

入数：1巻



ロールタイプ

ブックタイプ



SANSYO ユニバーサル pH試験紙

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙。

一枚ずつ切り離して使用できるブックタイプと、必要な長さだけ使用できる

ロールタイプの2種類よりお選び頂けます。

キャンペーンコード	区分	仕様	pH測定領域	キャンペーン価格 (円)
10-4057	8●	ブックタイプ	1~11	1,040 → 832
10-4058	8●	ブックタイプ	1~14	1,130 → 904
10-4059	8●	ロールタイプ	1~11	1,060 → 848
10-4060	8●	ロールタイプ	1~14	1,140 → 912

pH測定目盛：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 (pH1~11仕様)

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/14 (pH1~14仕様)

サイズ：10×60mm (ブックタイプ)、7mm幅×5m巻 (ロールタイプ)

入数：20枚綴×10冊/箱 (ブックタイプ)、1巻 (ロールタイプ)

防水pH計

IP57準拠の防水型で水回りでの使用も安心。

持ち運びに便利なポケットサイズ。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-1280	7●	PH-6011	11,900 → 8,925

測定範囲：0.0~14.0pH

分解能：0.1pH

測定精度：±0.2pH

電源：CR2032リチウム電池2個

付属品：校正標準液 (pH4、7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー (内蔵)



SANSYO pH標準液

キャンペーンコード	区分	品名	pH値	キャンペーン価格 (円)
10-1281	6●	フタル酸塩pH標準液	pH4.01	1,500 → 1,350
10-1282	6●	中性りん酸塩pH標準液	pH6.86	1,500 → 1,350
10-1283	6●	ほう酸塩pH標準液	pH9.18	1,500 → 1,350

容量：500ml

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



SANSYO

透視度計

各種水の透明の度を測定するための器具です。



キャンペーンコード	区分	規格	仕様	キャンペーン価格 (円)
10-4019	8●	30型	工場排水試験法 JIS K0102準拠	8,900 → 6,230
10-4020	8●	50型	日本薬学会衛生試験法準拠	16,000 → 11,200
10-4021	8●	100型	日本薬学会衛生試験法準拠	33,500 → 23,450

セット内容：ガラス製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック モール型 中、黒ゴム管No.7



SANSYO

水道法試験管

厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。



キャンペーンコード	区分	型式	サイズ (mm)	目盛	キャンペーン価格 (円)
10-4194	8●	N-100	φ32×210	1目盛10ml 110mlまで	1,500 → 975

キャップ：PBT (ポリブチレンテレフタレート)
パッキン：PTFEライナー付シリコンパッキン



50%
OFF




水質検査瓶 (目盛付バイアル)

水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。目盛精度が良く(±3%※)使いやすい広口タイプ。キャップの裾を長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状なので、無菌的操作に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。



キャンペーンコード	区分	型式	容量 (ml)	入数 (本)	キャンペーン価格 (円)
10-2316	8●	WT-150	150	20	22,060 → 11,030

キャップ：フェノール樹脂 パッキン：PTFE/シリコン
※目盛精度は規格値です。保証値ではありません。



セット例

SANSYO

フィルターホルダー

ガラスフィルター付タイプ (GS) とステンレスサポートスクリーンタイプ (SS) の2種類。吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。適応メンブレンフィルター：47mm



キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格 (円)
10-0027	7●	47GS	ガラスフィルター	40,300 → 30,225
10-0028	7●	47SS	ステンレスサポートスクリーン	37,600 → 28,200

47GSセット内容：ファンネル、ベースG2付、クランプ、穴アキゴム栓
47SSセット内容：ファンネル、ベース、サポートスクリーン、パッキン、クランプ、穴アキゴム栓

※吸引瓶1000ml (85-0945) は付属しておりません。別途お買求め下さい。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...

