

分注器関連商品 新年度応援キャンペーン

キャンペーン期間：2017年4月1日～6月末

耐薬品性ピペット IT-Gシリーズを期間中キャンペーン特価でご提供！
キャンペーン対象ピペットに対応する関連商品も一緒にご紹介♪

耐薬品性ピペット IT-G



※適合チップの詳細は裏面をご覧ください。

- 有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。
- 気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています(G5000N、G10000Nのみ)。
- 気化排気口付。
- UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。
- 製品毎に検定成績書付。1年間保証付(保証規定に基づく)。

キャンペーンコード	区分	型式	容量(μl)	最小目盛(μl)	キャンペーン価格(円)
10-2341	6●	G200N	20~200	0.5	19,000 → 17,100
10-2342	6●	G1000N	200~1000	2	19,000 → 17,100
10-2343	6●	G5000N	1000~5000	10	28,000 → 26,100
10-2344	6●	G10000N	2000~10000	20	29,000 → 27,100

※必ず、キャンペーンコードでの発注をお願い致します。

ガラスチップ

- 耐薬品性ピペット IT-Gシリーズにご使用頂けるガラスチップ。
- 材質はホウケイ酸ガラス。
- ガラスチップ使用時にはアダプタが必要です。

商品コード	区分	型式	品名	入数	価格(円)
71-2347	5●	GLT-200	G200N用チップ	20	2,400
71-2348	5●	GLT-1000	G1000N用チップ	20	2,400
71-2349	5●	GLT-5000	G5000N用チップ	8	2,400
71-2350	5●	GLT-10000	G10000N用チップ	6	3,000
71-2357	5●	F-200	G200N用アダプタ	1	2,400
71-2358	5●	F-1000	G1000N用アダプタ	1	2,400
71-2359	5●	F-5000	G5000N用アダプタ	1	2,400
71-2360	5●	F-10000	G10000N用アダプタ	1	2,400

兼ねてよりご要望が多かった
ガラスチップ用のラックが新登場！！
詳細は裏面をご覧ください

キャンペーン対象商品の耐薬品性ピペット IT-Gと合わせて
ご使用頂ける商品をご紹介します！この機会に是非ご検討下さい。

新商品 M's G-RACKシリーズ ガラスチップラック


溶剤等を採取する際にご使用頂いているガラスチップの専用ラックが新登場！



- ガラスチップをピペットに取り付ける際、ラックから直接簡単に取り付けることが可能です。
- ガラスチップの装着作業効率を大幅にUPすることができます。
- 空ラックへ洗浄液を入れてご使用頂くことで、使用済ガラスチップの洗浄も効率よく行うことが可能です。
- ラックは耐薬品性の強いPP製。オートクレーブ可能です。UVIにも対応。

商品コード	区分	品名	型式	対応チップの容量(μl)	付属ガラスチップ	価格(円)
71-2335	5●	M's G-RACK ST	MS-C-ST5001	200	20本入り	7,600
71-2336	5●	M's G-RACK LT	MS-C-ST5011	1000	20本入り	7,600
71-2337	5●	M's G-RACK S	MS-C-ST5000	200	ラックのみ	5,200
71-2338	5●	M's G-RACK L	MS-C-ST5010	1000	ラックのみ	5,200

SANSYO ピペットチップ



- 抜群の液切れ。
- 信頼の高い日本製。
- オートクレーブ可能(121℃・14分)。
- 材質 チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート
- サンプル対応可能ですのでお問合せ下さい。

※画像のブルー&イエローチップは在庫品がなくなり次第、仕様がクリアチップに変更となります。キャンペーン中に新規格に切り替わる場合がございますので予めご了承下さい。

商品コード	区分	型式	容量(μl)	入数	価格(円)	耐薬品性ピペット適応
71-2361	4●	SYT	200	1000本/袋	2,500	G200Nに適応 (10-2341)
71-2362	4●	SYTR	200	96本×10ラック	9,000	
71-2363	4●	SBT	1000	1000本/袋	2,900	G1000Nに適応 (10-2342)
71-2364	4●	SBTR	1000	96本×10ラック	12,000	

※耐薬品性ピペット IT-GのG200N、G1000NにはSANSYOピペットチップをご使用下さい。
G5000N、G10000Nには三商2017カタログP.1046マクロチップのギルソントタイプ適合チップをご使用下さい。

※詳しい仕様はSAN-WEB(<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>)をご覧ください。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...