

NEW



バッグクリップ使用例

○ SANSYO 滅菌フィルターバッグ BAG

特長

- フィルターで濾過された検液のみ採取できます。
- γ 線滅菌済。
- 材質 ナイロン/PE、厚さ0.065mm。

商品コード	区分	型式	サイズ(mm)	入数(枚)	価格(円)
36-0181	6●	SMB-1	W190×H300	500(50枚×10)	11,000
36-0182	6●	SMB-2	W190×H280	500(50枚×10)	10,000

■ バッグクリップ

商品コード	区分	入数	価格(円)
36-0185	6●	4色4本入	900