

# SANSYO NMR サンプルチューブ

## SAMPLING TUBE

- 外径はセンタレス研磨により外径 $4.965^{+0.005}$  超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと取まります。
- 材料のDURAN管(JISクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。

### ■HG(ハイグレード)タイプ

- 内径は真空成型で高精度に仕上げられています。
- 真直度 $25\mu\text{m}$ で分解能調整がスムーズにできます。



商品コード	区分	全長(mm)	外径(mm)	入数(本)	価格(円)
83-2301	5●	180	$\phi 4.965$	10	12,000

内径： $\phi 4.220^{+0.01}$  mm 肉ムラ： $40\mu\text{m}$

### ■EG(エコノミーグレード)タイプ

- 上部を口焼していて丈夫です。
- 真直度は $30\mu\text{m}$ でスピニングサイドバンドが出る心配はありません。



商品コード	区分	全長(mm)	外径(mm)	入数(本)	価格(円)
83-2302	5●	180	$\phi 4.965$	10	5,200

内径： $\phi 4.220 \pm 0.10$  mm

### ■キャップ(共通部品)



商品コード	区分	材質	カラー	入数(個)	価格(円)
83-2303	5●	ポリエチレン	黄	10	1,000
83-2304	5●	ポリエチレン	緑	10	1,000
83-2305	5●	ポリエチレン	赤	10	1,000
83-2306	5●	PTFE	白	10	4,500



HG



EG



PE製



PTFE製