



※この実験方法は手法上、分解瓶の破損や、パッキンの脱落等が起こる可能性がありますので十分にご注意をして行って下さい。

■ステンレス滅菌ラック

商品コード	区分	規格	外寸法 W×D×H(mm)	価格(円)
81-0074	2●	30本立(5×6)用	234×190×180	5,290

◎ SANSYO 全燐・全窒素分析用 分解瓶 PHOSPHORUS AND NITROGEN TEST BOTTLES

- オートクレーブで加熱分解できます。
- 試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。
- キャップは耐熱性、耐薬品性に優れています。
- 100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても十分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用頂けます。
- 精度:2%以内



商品コード	区分	規格	外径×長さ(mm)	目盛	キャップ	価格(円)
81-0071	4●	50ml	φ29.2×160	5ml毎	24	1,400
81-0072	4●	100ml	φ32×210	10ml毎	28	1,500
81-0073	4●	100mlロング	φ32×230	10ml毎	28	1,500

※長さはキャップをのぞく

■交換用キャップ

商品コード	区分	規格	材質	付属パッキン	価格(円)
84-0264	3●	24	特殊フェノール樹脂	SBR/PTFE	300
84-0405	3●	28	PBT	シリコン/PTFE	280